

Scheda Tecnica STI.8.000.018

Revisione n. 01 del 01.10.2023 (Cod. art. AK.02474)



# TEK PROTECTOR TEST KIT

Analisi volumetrica

#### 1. Descrizione

TIPO DI ANALISI: volumetrica METODO: Titolazione SENSIBILITÀ: 10 ppm Mo NUMERO DETERMINAZIONI: 6.000 ppm

- **CONTENUTO DEL KIT** 1 flacone 25ml titolante Molibdeno
- 1 flacone 15ml Reagente A Molibdeno
- 1 flacone 15ml Reagente B Molibde-
- 1 provetta da 20ml
- istruzioni

## 2. Istruzioni per l'uso

- 1. Sciacquare ripetutamente la provetta con l'acqua da controllare.
- 2. Riempire la provetta fino alla tacca da 5 ml con l'acqua da controllare.
- 3. Aggiungere 3 gocce di reattivo A e agitare per 10 secondi.
- 4. Aggiungere 3 gocce di reattivo B. In presenza di molibdeno l'acqua si colora in rossorosa.
- 5. Aggiungere goccia a goccia la soluzione titolante, tenendo il flacone inclinato, ed agitando dopo l'aggiunta di ogni goccia. Contare le gocce necessarie per ottenere il cambiamento del colore da rosa a giallo. Ogni goccia consumata corrisponde a 10 ppm Mo.

#### **INTERFERENZE**

La determinazione non può essere effettuata in presenza di quantità di ferro > 5 ppm e di rame > 3 ppm.

### 3. Osservazioni

Il titolante ha una stabilità limitata e va conservato al buio, in flacone ben chiuso, ad una temperatura da 10 a 15 gradi C.

### 4. Interferenze

Rame > 3 ppm Ferro > 5 ppm

Le altre sostanze normalmente presenti nell'acqua non interferiscono.



## FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR) Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184 info@fimi.net - www.idrocosmotek.net



